

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fzd9 Per Wb E Elisa - O00144

Numero articolo: CM0030508

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Frizzled-9 umano (FZD9, CD349), validato per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studi sulla segnalazione Wnt e sullo neurosviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FZD9 Rabbit pAb
Note/Alias	FZD3, CD349, FZD9
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8326
ID Gene	8326
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 469-591 di FZD9 umano (NP_003499.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00144
Peso Proteico	64kDa
Spedizione	Sacchetto del ghiaccio