

## Anticorpo Policlonale Anti-G0S2 Per Wb, Elisa - P27469

Numero articolo: CM0017287

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la G0S2 umana, una proteina mitocondriale che promuove l'apoptosi legando la BCL2. Convalidato per Western blot e ELISA, è ideale per studi sulla regolazione della morte cellulare e sui meccanismi di passaggio G0/G1.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | G0S2 Rabbit pAb                                                                                                  |
| Note/Alias            | G0S2                                                                                                             |
| Specie                | Uomo                                                                                                             |
| ID Gene (Uomo)        | 50486                                                                                                            |
| ID Gene               | 50486                                                                                                            |
| Immunogeno            | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 1-100 della G0S2 umana (NP_056529.1) |
| Origine               | Coniglio                                                                                                         |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                            |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                        |
| Reattività incrociata | Uomo                                                                                                             |
| SWISS                 | P27469                                                                                                           |
| Peso proteico         | 11kDa                                                                                                            |
| Spedizione            | Ghiaccio secco                                                                                                   |