

Anticorpo Policlonale Anti-G0S2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P27469

Numero articolo: CM0029307

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira alla proteina umana G0S2, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. G0S2 promuove l'apoptosi legandosi a BCL2 e si localizza nei mitocondri. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	G0S2 Rabbit pAb
Note/Alias	G0S2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	50486
GeneID	50486
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di G0S2 umano (NP_056529.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P27469
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio