

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-G2E3 Per Wb Ed Elisa - Q7L622

Numero articolo: CM0017357

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro G2E3 umano, una ligasi E3 dell'ubiquitina responsabile della monoubiquitinazione dell'istone H3K14. Validato per WB ed ELISA; presenta reattività crociata con uomo, topo e ratto. Ideale per studi sulla cromatina e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	G2E3 Rabbit pAb
Note/Alias	PHF7B; KIAA1333; G2E3
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	55632
ID del gene	55632
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 di G2E3 umano (NP_060239.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q7L622
Peso della proteina	81 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante