

Anticorpo Policlonale Anti-G3Bp1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13283

Numero articolo: CM0023507



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce G3BP1 umano, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce la proteina da uomo, topo, ratto. Strumento essenziale per studiare la dinamica dei granuli di stress, l'immunità innata e le funzioni delle elicasi degli acidi nucleici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	G3BP1 Rabbit pAb
Note/Alias	G3BP; HDH-VIII; G3BP1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10146
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 131-330 di G3BP1 umano (NP_938405.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13283
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio