

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-G3BP1 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13283

Numero articolo: CM0005001



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro G3BP1 umano (proteina 1 legante l'attivatore GTPasico Ras). Validato per Western blot, immunofluorescenza/immunocitochimica, immunoprecipitazione ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sui granuli di stress e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	mAb di coniglio anti-G3BP1
Note/Alias	G3BP; HDH-VIII; G3BP1
Specie	Umano
GeneID (umano)	10146
GeneID	10146
Immunogeno	Peptide Sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-450 di G3BP1 umano (Q13283)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13283
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio