

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-G3Bp1 [Validato Ko] Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13283

Numero articolo: CM0004864

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro G3BP1 umano, validato per Western blot, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Riconosce G3BP1 umano, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sui granuli di stress, l'immunità innata e gli studi sulle elicasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] Anticorpo monoclonale di coniglio anti-G3BP
Note/Alias	G3BP; HDH-VIII
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10146
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 210-323 di G3BP1 umano (NP_938405.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13283
Peso Proteico	52 kDa/14 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio