

Anticorpo Policlonale Anti-G3Bp2 Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Un86

Numero articolo: CM0030626



introduzione

pAb G3BP2 coniglio (policlonale) convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglio proteina scaffold dei granuli di stress (54kDa) critica per la segnalazione antivirale. Ideale per la ricerca di biologia dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb G3BP2 Coniglio
Osservazioni/Alias	G3BP2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	9908
Gene ID	9908
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 140-280 del G3BP2 umano (NP_987100.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UN86
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio