


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-G6Pc Per Wb, Elisa - P35575

Numero articolo: CM0019767



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro G6PC (sottounità catalitica 1 della glucosio-6-fosfatasi). Validato per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Ideale per studiare la glicogenolisi, la gluconeogenesi e le malattie da accumulo di glicogeno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	G6PC Rabbit pAb
Note/Alias	G6PC; G6PT; GSD1; GSD1a; G6Pase
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2538
ID Gene	2538
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35575
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio