

## Anticorpo Policlonale Anti-G6Pd Per Wb, If/Icc, Elisa - P11413

Numero articolo: CM0017705



### introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità prodotto in coniglio, diretto contro G6PD (G6PD1), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con le specie umana, murina e ratto. Indicato per lo studio della funzione della glucosio-6-fosfato deidrogenasi nelle vie metaboliche, nell'anemia emolitica e nello stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | G6PD Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Note/Alias          | G6PD1; G6PD                                                                                                                        |
| Specie              | Umana                                                                                                                              |
| GeneID              | 2539                                                                                                                               |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 195-515 della G6PD umana (NP_001035810.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                              |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                  |
| Reattività crociata | Umana, murina, ratto                                                                                                               |
| SWISS               | P11413                                                                                                                             |
| Peso della proteina | 59 kDa                                                                                                                             |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                                 |