

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-G6Pd Per Wb, Elisa - P11413

Numero articolo: CM0002292



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro la G6PD umana, validato per WB e ELISA. Rileva la G6PD endogena (~59 kDa), un enzima chiave nella via del pentoso fosfato. Ideale per la ricerca sul metabolismo e l'anemia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	G6PD Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	G6PD1; G6PD
Specie	Umana
GeneID (Umana)	2539
GeneID	2539
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 400-500 della G6PD umana (P11413)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P11413
Peso proteico	59 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio