

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-G6Pd Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11413

Numero articolo: CM0011775



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta affinità contro la G6PD umana, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva la G6PD umana, murina e di ratto. Adatto per studi sulle vie metaboliche e sulla biologia redox.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	G6PD mAb di coniglio
Note/Alias	G6PD1
Specie	Umana
GenelD (umana)	2539
GenelD	2539
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 416-515 della G6PD umana (NP_001035810.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, murina, ratto
SWISS	P11413
Peso della proteina	60 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante