

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-G6Pd Per Wb, If/Icc, Elisa - P11413

Numero articolo: CM0015015



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-G6PD validato per WB, IF/ICC ed ELISA su umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della via dei pentosio fosfati, del metabolismo del NADPH e delle enzimopatie dei globuli rossi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	G6PD Rabbit pAb
Note/Alias	G6PD1; G6PD
Specie	Umano
GeneID (umano)	2539
GeneID	2539
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 415-515 del G6PD umano (NP_001035810.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P11413
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio