


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gaa Per Wb, If/Icc, Elisa - P10253

Numero articolo: CM0028260



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'alfa-glucosidasi lisosomiale umana (GAA), validato per WB, IF/ICC e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Fondamentale per la degradazione del glicogeno; rilevante per la ricerca sulle malattie da accumulo di glicogeno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GAA Rabbit pAb
Note/Alias	LYAG; GAA
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2548
GeneID	2548
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 350-450 della GAA umana (NP_000143.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P10253
Peso proteico	105 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio