


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Gab1 Per Wb, Elisa - Q13480

Numero articolo: CM0007239



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro GAB1 umano, validato per western blot (WB) ed ELISA. Reagisce anche con la proteina murina. Adatto per la ricerca sulla segnalazione dei recettori dei fattori di crescita e per gli studi sulla via MET/HGF.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GAB1 mAb di coniglio
Note/Alias	DFNB26; GAB1
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	2549
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 594-694 di GAB1 umano. (NP_002030.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q13480
Peso della proteina	76 kDa/80 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante