

Anticorpo Monoclonale Anti-Gaba A Recettore Beta 1 (Gabrb1) Per Wb, Elisa - P18505

Numero articolo: CM0003136



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-GABA A Recettore beta 1 (GABRB1) validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Adatto per ricerche sulla neurotrasmissione inibitoria e l'epilessia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GABA A Recettore beta 1 (GABRB1) Rabbit mAb
Note/Alias	DEE45; EIEE45; GABA A Recettore beta 1 (GABRB1)
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2560
GeneID	2560
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-450 della GABA A Recettore beta 1 (GABRB1) umana (NP_000803.2)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P18505
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio