

Anticorpo Monoclonale Anti-Gabarap Per Wb, Elisa - O95166

Numero articolo: CM0009468



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che riconosce GABARAP umano, adatto per Western blot e ELISA. Reagisce crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca su autofagia e trasporto intracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GABARAP Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	MM46; ATG8A; GABARAP-a; GABARAP
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	11337
GeneID	11337
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di GABARAP umano (O95166)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O95166
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio