


Anticorpo Policlonale Anti-Gabarap Per Wb, Ihc-P, Elisa - O95166

Numero articolo: CM0013774



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-GABARAP validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva GABARAP umano, murino e di ratto, una proteina chiave per l'autofagia e il trasporto del recettore GABA(A). Ideale per la ricerca neurologica e oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-GABARAP
Note/Alias	MM46, ATG8A, GABARAP-a, GABARAP
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	11337
ID Gene	11337
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di GABARAP umano (NP_009209.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina, Ratto
SWISS	O95166
Peso proteico	14 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio