


Anticorpo Policlonale Anti-Gabarap Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95166

Numero articolo: CM0016952



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GABARAP, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sull'autofagia e sul traffico dei recettori GABA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GABARAP Rabbit pAb
Note/alias	MM46; ATG8A; GABARAP-a; GABARAP
Specie	Uomo
ID genico (uomo)	11337
ID genico	11337
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di GABARAP umano (NP_009209.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O95166
Peso della proteina	14 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante