


Anticorpo Monoclonale Anti-Gabarapl1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0R8

Numero articolo: CM0005460



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro GABARAPL1 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Mira a una proteina coinvolta nell'autofagia e nel traffico recettoriale. Ideale per studi di neuroscienze e biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GABARAPL1 Rabbit mAb
Note/Alias	GABARAPL1; APG8-LIKE; APG8L; ATG8; ATG8B; ATG8L; GEC1; GABA type A receptor associated protein like 1
Specie	Umano
Gene ID	23710
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di GABARAPL1 umano. (NP_113600.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H0R8
Peso Proteico	14kDa/17kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio