


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gabarapl1 Per Wb, Elisa - Q9H0R8

Numero articolo: CM0028183



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato a GABARAPL1 (GEC1, ATG8L). Validato per Western blot ed ELISA; cross-reagisce con umano, topo e ratto. Indaga sull'autofagia e sul traffico dei recettori degli oppioidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	GABARAPL1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ATG8, GEC1, APG8L, ATG8B, ATG8L, APG8-LIKE, GABARAPL1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23710
GeneID	23710
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-50 di GABARAPL1 umano (NP_113600.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H0R8
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio