


Anticorpo Policlonale Anti-Gabarapl2 Per Wb, Elisa - P60520

Numero articolo: CM0020665



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GABARAPL2 umano, adatto per WB ed ELISA. Reagisce con campioni umani e murini. Targetizza una proteina coinvolta nell'autofagia e nel traffico intra-Golgi; ideale per la ricerca in biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GABARAPL2 Rabbit pAb
Note/Alias	ATG8; GEF2; ATG8C; GEF-2; GATE16; GATE-16; GABARAPL2
Specie	Umano
ID del gene	11345
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-50 di GABARAPL2 umano (NP_009216.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P60520
Peso della proteina	14 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante