

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Gabarapl2 Per Wb, Elisa - P60520

Numero articolo: CM0010528



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro GABARAPL2 umano (GATE-16). Convalidato per WB e ELISA; reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. 14 kDa, immunogeno aa 38-117. Adatto per studi su autofagia e trasporto intra-Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GABARAPL2 Rabbit mAb
Annotazioni/Altri nomi	ATG8, GEF2, ATG8C, GEF-2, GATE16, GATE-16, FLC3A, GABARAPL2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	11345
GeneID	11345
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 38-117 di GABARAPL2 umano (P60520).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P60520
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio