

## Anticorpo Policlonale Anti-Gabpa Per Wb, Elisa - Q06546

Numero articolo: CM0017056

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la catena alfa della proteina umana legante GA (GABPA/NRF2 $\alpha$ ). Adatto per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso uomo e ratto. Ideale per la ricerca sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | GABPA Rabbit pAb                                                                                                     |
| Note/alias          | NFT2; NRF2; NRF2A; E4TF1A; E4TF1-60; RCH04A07; GABPA                                                                 |
| Specie              | Uomo                                                                                                                 |
| ID del gene (uomo)  | 2551                                                                                                                 |
| ID del gene         | 2551                                                                                                                 |
| Immunogeno          | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di GABPA umano (NP_002031.2). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                            |
| Reattività crociata | Uomo, ratto                                                                                                          |
| SWISS               | Q06546                                                                                                               |
| Peso della proteina | 51 kDa                                                                                                               |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                   |