

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gabpa Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q06546

Numero articolo: CM0027767

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la catena alfa della proteina legante GA (GABPA) umana, validato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con campioni umani, di topo e di ratto. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Anti-GABPA
Note/Alias	NFT2; NRF2; NRF2A; E4TF1A; E4TF1-60; RCH04A07; GABPA
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	2551
ID Gene	2551
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 della GABPA umana (NP_002031.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q06546
Peso Proteico	51 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio