

Anticorpo Policlonale Anti-Gabpb1 Per Wb Ed Elisa - Q06547

Numero articolo: CM0029636

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GABPB1, un fattore di trascrizione che regola i geni mitocondriali codificati nel nucleo. Convalidato per WB ed ELISA; reagisce in modo crociato con uomo e topo; 42kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GABPB1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	E4TF1; GABPB; BABPB2; E4TF1B; GABPB2; NRF2B1; NRF2B2; GABPB-1; E4TF1-47; E4TF1-53; GABPB1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2553
GeneID	2553
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 231-395 della GABPB1 umana (NP_005245.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q06547
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio