

## Anticorpo Policlonale Anti-Gabpb2 Per Wb, Elisa - Q8Tak5

Numero articolo: CM0030930

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GABPB2 umano, validato per WB e ELISA. Applicabile a campioni di topo e ratto. Ideale per lo studio della regolazione trascrizionale che coinvolge ripetizioni GA-ricche.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | GABPB2 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Note/Alias          | GABPB-2; GABPB2                                                                                                                 |
| Specie              | Uomo                                                                                                                            |
| ID Gene (Uomo)      | 126626                                                                                                                          |
| ID Gene             | 126626                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 239-448 di GABPB2 umano (NP_653219.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                           |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Reattività Crociata | Topo, Ratto                                                                                                                     |
| SWISS               | Q8TAK5                                                                                                                          |
| Peso Proteico       | 49kDa                                                                                                                           |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                               |