

Anticorpo Policlonale Anti-Gabra1 Per Wb, Elisa - P14867

Numero articolo: CM0014013



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro GABRA1 umano (GABAAR alfa-1). Adatto per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla neurotrasmissione inibitoria e sull'epilessia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GABRA1 Rabbit pAb
Note/Alias	EJM; ECA4; EJM5; DEE19; EIEE19; GABRA1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2554
ID Gene	2554
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-251 di GABRA1 umano (NP_000797.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P14867
Peso Proteico	52 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio