

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gabra2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P47869

Numero articolo: CM0022610



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la subunità alfa-2 del recettore GABA(A), validato per Western blot, IHC-P e ELISA in campioni umani e di topo. Ideale per la ricerca nel campo delle neuroscienze e gli studi sull'epilessia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GABRA2 Rabbit pAb
Note/Alias	DEE78; EIEE78; GABRA2
Specie	Umana
ID gene	2555 (Umana)
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-400 del GABRA2 umano (NP_000798.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	P47869
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio