


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gabra3 Per Wb E Elisa - P34903

Numero articolo: CM0015917



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-GABRA3 validato per WB e ELISA. Reagisce con GABRA3 umano, murino e ratto. Utile per la ricerca sui neurotrasmettitori inibitori e sui canali ionici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GABRA3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	EPILX2; GABRA3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2556
GeneID	2556
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-276 di GABRA3 umano (NP_000799.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P34903
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio