

Anticorpo Policlonale Anti-Gabra5 Per Wb, Elisa - P31644

Numero articolo: CM0017253



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la subunità alfa-5 del recettore dell'acido gamma-aminobutirrico (GABRA5). Adatto per WB ed ELISA, con reattività in specie umana, murina e ratto. Uno strumento prezioso per lo studio della segnalazione GABAergica e dei disturbi neurologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GABRA5 Rabbit pAb
Note/alias	DEE79; EIEE79; GABRA5
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	2558
GeneID	2558
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-259 di GABRA5 umano (NP_000801.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P31644
Peso della proteina	52 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante