

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gabra5 Per Wb E Elisa - P31644

Numero articolo: CM0030552



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per la subunità alfa-5 del recettore GABA(A) (GABRA5). Convalidato per applicazioni Western blot e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca nel campo delle neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GABRA5 Rabbit pAb
Note / Alias	DEE79; EIEE79; GABRA5
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	2558
ID gene	2558
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P31644
Peso proteico	52 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio