

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gabrd Per Wb, Elisa - O14764

Numero articolo: CM0024062



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la subunità delta del recettore GABA(A) umano (GABRD), validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il ratto. Ideale per la ricerca sull'inibizione GABAergica tonica, la regolazione del sonno e l'epilessia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GABRD Rabbit pAb
Note/Alias	EJM7; EIG10; GEFSP5; GABRD
Specie	Umano
GeneID (umano)	2563
GeneID	2563
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-248 di GABRD umano (NP_000806.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	O14764
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio