

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gabrg1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8N1C3

Numero articolo: CM0015193

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro GABRG1 umano (sottounità gamma-1 del recettore GABA(A)). Adatto per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Ideale per studi sui recettori dei neurotrasmettitori inibitori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio GABRG1
Note/Alias	GABRG1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2565
GeneID	2565
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-260 di GABRG1 umano (NP_775807.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N1C3
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio