


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gabrr1 Per Wb Ed Elisa - P24046

Numero articolo: CM0026692



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-GABRR1 validato per WB ed ELISA. Riconosce GABRR1 (sottounità rho-1 del recettore GABA) umana, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sulla neurotrasmissione retinica e cerebellare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GABRR1 Rabbit pAb
Note/Alias	GABRR1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2569
GeneID	2569
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 365-465 di GABRR1 umano (NP_002033.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P24046
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio