


Anticorpo Monoclonale Anti-Gad65/Gad2 Per Wb, Ip, Elisa - Q05329

Numero articolo: CM0006565



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro GAD65/GAD2 (glutammato decarbossilasi 2) umano. Convalidato per WB, IP, ELISA con reattività crociata per topo e ratto. Ideale per ricerche sulla biosintesi del GABA e in ambito neurologico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GAD65/GAD2 Rabbit mAb
Note/Alias	GAD65; GAD65/GAD2
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	2572
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-125 di GAD65/GAD2 umano (NP_000809.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q05329
Peso proteico	65kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio