


Anticorpo Monoclonale Murino Anti-Gad65/Gad2 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q05329

Numero articolo: CM0009906



introduzione

Anticorpo monoclonale murino contro GAD65/GAD2 umano, validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Bersaglia l'isoforma della glutammato decarbossilasi da 65 kDa coinvolta nella biosintesi del GABA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GAD65/GAD2 mAb murino
Note/Alias	GAD65
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2572
GeneID	2572
Immunogeno	Proteina ricombinante di GAD65/GAD2 umano
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q05329
Peso proteico	65 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio