


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gad65/Gad2 Per Wb, If-P, Elisa - Q05329

Numero articolo: CM0015687



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro GAD65/GAD2 umano, un enzima che sintetizza il GABA. Validato per WB, IF-P ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Indicato per studi di neuroscienze e autoimmunità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GAD65/GAD2 pAb di coniglio
Note/Alias	GAD65; GAD65/GAD2
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	2572
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 401-585 di GAD65/GAD2 umano (NP_001127838.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q05329
Peso della proteina	65 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante