


Anticorpo Policlonale Anti-Gad67/Gad1 Per Wb, If-P, Elisa - Q99259

Numero articolo: CM0030383



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per GAD67/GAD1 umano (enzima di sintesi del GABA) per WB, IF-P, ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca nel campo delle neuroscienze e del diabete.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GAD67/GAD1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	GAD; SCP; CPSQ1; DEE89
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2571
GeneID	2571
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 141-240 della proteina GAD67/GAD1 umana (NP_000808.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q99259
Peso Proteico	67 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio