


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Gad67/Gad1 Per Wb Ed Elisa - Q99259

Numero articolo: CM0003224



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-GAD67/GAD1 di alta qualità validato per Western blot ed ELISA. Rileva GAD67 umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca in neuroscienze, neurobiologia e metabolismo del GABA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio GAD67/GAD1
Note/Alias	GAD; SCP; CPSQ1; DEE89; GAD67/GAD1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2571
GeneID	2571
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di GAD67/GAD1 umano (Q99259).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99259
Peso Proteico	67kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio