


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gadd45A Per Wb, Ihc-P, Elisa - P24522

Numero articolo: CM0021059



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GADD45A (DDIT1), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con le specie umana, murina e di ratto. Adatto per applicazioni di ricerca sul danno al DNA e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GADD45A Rabbit pAb
Note/Alias	DDIT1; GADD45; GADD45A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1647
GeneID	1647
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-165 di GADD45A umano (NP_001915.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P24522
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio