


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gadd45G Per Wb, Ihc-P, Elisa - O95257

Numero articolo: CM0014724



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GADD45G (CR6/DDIT2), validato per WB, IHC-P, ELISA in umano, topo, ratto. Coinvolto nell'arresto della crescita, nell'apoptosi e nella segnalazione MAPK in risposta allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	GADD45G Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CR6; DDIT2; GRP17; GADD45gamma; GADD45G
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10912
ID Gene	10912
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 90-159 di GADD45G umano (NP_006696.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O95257
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio