

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gal3St4 Per Wb Ed Elisa - Q96Rp7

Numero articolo: CM0026059

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro GAL3ST4 umano (galattosio-3-O-sulfotransferasi 4) per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Adatto per lo studio delle vie di solfatazione nelle glicoproteine O-linkate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio GAL3ST4
Note/Alias	GAL3ST-4; GAL3ST4
Specie	Umano
ID Gene	79690
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 137-486 di GAL3ST4 umano (NP_078913.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96RP7
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio