

Anticorpo Monoclonale Anti-Alfa-Galattosidasi (Gla) Per Wb, Elisa - P06280

Numero articolo: CM0008550



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro l'alfa-galattosidasi umana (GLA), adatto per WB ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo degli glicosfingolipidi e sulla malattia di Fabry.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio contro l'alfa-galattosidasi (GLA)
Note/alias	GALA; alfa-galattosidasi (GLA)
Specie	Uomo
GeneID (umano)	2717
GeneID	2717
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 dell'alfa-galattosidasi umana (GLA) (GLA) (P06280).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P06280
Peso della proteina	49 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante