

Anticorpo Policlonale Anti-Galattosidasi Alfa (Gla) Per Wb, Elisa - P06280

Numero articolo: CM0018286



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'alfa-galattosidasi A umana (GLA), adatto per Western blot e ELISA. Supporta la ricerca sul metabolismo lisosomiale della glicosfingolipidi e la malattia di Fabry.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Galattosidasi alfa (GLA) pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	GALA; Galattosidasi alfa (GLA)
Specie	Umana
GeneID (Umana)	2717
GeneID	2717
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 150-429 della Galattosidasi alfa (GLA) umana (NP_000160.1))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P06280
Peso Proteico	49 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio