

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Galc Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P54803

Numero articolo: CM0027866

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-GALC di alta qualità convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Bersaglia la galattocerebrosidasi umana, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sulle malattie da accumulo lisosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GALC Rabbit pAb
Note/Alias	GALC
Specie	Umana
ID gene (umano)	2581
ID gene	2581
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-300 della GALC umana (NP_000144.2)
Fonte	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P54803
Peso proteico	77kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio