

Anticorpo Policlonale Anti-Gale (Udp-Glucosio 4-Epimerasi) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14376

Numero articolo: CM0030391



introduzione

GALE Rabbit pAb validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva GALE (UDP-glucosio 4-epimerasi) umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo del galattosio e sulle glicoproteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GALE Rabbit pAb
Note/Alias	SDR1E1; GALE
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2582
GeneID	2582
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 129-348 di GALE umano (NP_001121093.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14376
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio