

Anticorpo Monoclonale Anti-Galectina-1 (Lgals1) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09382

Numero articolo: CM0009326



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Galectina-1 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in umano, topo e ratto. Ideale per studi su apoptosi, proliferazione cellulare e immunoregolazione, inclusi l'apoptosi delle cellule T e la differenziazione Th17.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Galectina 1/LGALS1 mAb di coniglio
Note/Alias	GBP; GAL1; Galectina 1/LGALS1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3956
GeneID	3956
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-100 della Galectina-1 umana (P09382)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P09382
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio