

Anticorpo Policlonale Anti-Galectina-1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P09382

Numero articolo: CM0020165



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la Galectina-1 umana (LGALS1), validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per studiare apoptosi, proliferazione cellulare e regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Galectina 1/LGALS1 Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	GBP; GAL1; Galectina 1/LGALS1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	3956
GenelD	3956
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-135 della Galectina 1/LGALS1 umana (NP_002296.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P09382
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio