

Anticorpo Policlonale Anti-Galectina 1/Lgals1 Per Wb, Elisa - P09382

Numero articolo: CM0020037



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio è diretto contro la galectina-1 umana (LGALS1), una lectina chiave coinvolta nell'apoptosi e nella regolazione immunitaria. Validato per il Western blotting (WB) e l'ELISA, reagisce anche in modo crociato con campioni di topo e ratto, supportando la ricerca traslazionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] Anticorpo Policlonale di Coniglio Galectina 1/LGALS1
Note/Alias	GBP; GAL1; S1
Specie	Umana
GeneID	3956
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-135 della Galectina 1/LGALS1 umana (NP_002296.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P09382
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio